


Plateau tournant doux Petermann



Plateau rotatif souple Petermann

Nr. d'article	03-10.008E
Catégorie	Escaliers et transfert
Sous-catégorie	Autres
Exposant	Allenspach Medical AG

Description de l'article

Le plateau tournant Alpha Soft est un outil très simple pour faciliter considérablement les mouvements de rotation latéraux des patients, seuls ou avec une aide familière, depuis une position assise. Placez le plateau tournant au centre du lit, à environ 25 cm du bord du lit, lors de son utilisation. Ainsi, vous atteindrez une position allongée optimale au milieu du lit grâce au mouvement de rotation. Pendant que vous êtes assis sur le lit, utilisez toujours le réglage de hauteur du lit pour votre sécurité.

De plus, le plateau tournant Soft facilite l'entrée et la sortie des véhicules.

Instructions de lavage et d'entretien : Lavable à 60° et adapté au sèche-linge (45-50°).

Scannez le code QR et consultez les moyens auxiliaires en ligne:

